

Het gebruik van de duofiets is een aanvullende dienst van ZCW, aangeboden door leden/vrijwilligers van ZCW en bestemd voor inwoners van Wanroij die daar gezien hun beperkingen behoefte aan hebben.

Leden van het ZCW zijn WA verzekerd inclusief rechtsbijstand, via een gemeentelijke polis.

In geval van een ongeluk of calamiteit hoeft niet de eigen verzekering aangesproken te worden.

Overige bestuurders en passagiers maken op eigen risico gebruik van de duofiets. Als deelnemer aan het verkeer is dit een belangrijk punt. In geval van een ongeluk of calamiteit zult u zich op de eigen verzekering moeten beroepen.

Bent u nog geen lid van het ZCW meldt u dan aan via www.zcw.nu

Personen die zich willen aanmelden als vrijwilliger-duofietsbestuurder, kunnen zich online aanmelden via duofiets@zcw.nu of rechtstreeks bij een van de commissieleden. Na inschrijving krijgen zij een uitnodiging voor een instructie in het omgaan met de duofiets. U gaat met een ervaren vrijwilliger als passagier een paar rondjes rijden. Ook kunt u bij haar/hem naderhand terecht als u nog vragen heeft.

Alle reserveringen van de duofiets zijn te zien op de website www.zcw.nu

Het reserveren van de duofiets :

Reserveren kan op de volgende manieren:

Per e-mail aan: duofiets@zcw.nu

Per telefoon : 06-21445294 ook Whatsapp (Henri Ebben)

Bij afwezigheid Henri Ebben reserveren bij Tonnie Derks
tel/app 0628637838

Reserveren kan in dagdelen , zodat de fiets door meerdere gebruikers op een dag gebruikt kan worden

Het gebruik van de Duofiets is gratis.

Belangrijk !!!

De nieuwe fiets kan alleen gebruikt worden als u hebt deelgenomen aan een aanvullende gebruiksinstructie door Jan Broekmans of Wiel van de Wiel ,en vooraf is gereserveerd .



Bij de lookant gearriveerd:

- Druk op de bel bij de informatie balie
- De dienstdoende verpleging komt naar u toe
- U geeft aan dat u de fiets voor welk tijdstip heeft gereserveerd , en ontvangt de rugzak met spullen, en 2 sleutels
- Sleutel 1 zit in het voorwiel (axislot)
- Sleutel 2 is van het kabelslot, wat aan de passagiersstoel en de verwarming zit, haal de kabel alleen los van de stoel, en niet van de verwarming
- haal de laadkabel van de accu, en leg de kabel met lader (ligt in mandje achterop de fiets) op de grond bij de radiator , de fiets is nu gebruiksklaar.



Doe de passagier en zelf het veiligheidsvestje aan, veiligheid staat boven alles.

Zet de fiets buiten, en zet de handrem er op, voordat de passagier instapt laat nu de passagier plaatsnemen.

armleuning naar beneden, zorg dat de passagier goed zit (verzet eventueel spiegel goed voor jezelf. de stoel) Onder de zitting zit een hendel.

Als de voetplaat van de passagier gebruikt wordt, controleer of de schakelnaaf in stand 2 staat.

Bij terugkomst:

- Zet fiets terug zo dicht mogelijk tegen de muur.
- kabelslot aan arMLEuning passagier



- leg lader met kabel in het mandje achterop de fiets,
- controleer of laadkabel in 220v stopcontact zit (lampje lader is aan)

- Zet de accu laadkabel aan de accu
- Zet fiets voorwiel op slot,en hang de 2 sleutels weer aan de band aan de schoudertas
- bel de verpleging die de tas komt ophalen

**Alle service voor de duofiets wordt verzorgd door medipoint wmo
Nijmegen**

Kerkenbos 10-10 6546-BA

tel. 024-3778008

email; nijmegen@medipoint.nl

het gebruikersnummer is : 20885650

Duofiets commissie taakverdeling: Bij vragen of opmerkingen kunt u hier terecht.

Naam	Taak
<p>Wiel van de Wiel tel: 06-10312476 e-mail : wieltoos@me.com</p>	<p>Instrueren nieuwe vrijwilligers in het omgaan met de duofiets (alleen vrijwilligers die een instructie hebben gehad zijn bevoegd als duofiets bestuurder)</p>
<p>Jan Broekmans tel. 0485-478806 e-mail jbr6@ziggo.nl tel.06-10780646</p>	<p>Instrueren nieuwe vrijwilligers in het omgaan met de duofiets (alleen vrijwilligers die een instructie hebben gehad zijn bevoegd als duofiets bestuurder)</p>
<p>Henri Ebben tel. 0621445294 e-mail henriebben@hotmail.com</p>	<p>Inplannen van reserveringen</p>
<p>Elise van Wijk tel:0623868842 e-mail elisevanwijk@home.nl</p>	<p>Contactpersoon naar verplegend personeel en aanspreekpunt voor bewoners van de "Lookant". Het oordeel van de verpleging is bepalend of bewoners kunnen deelnemen als duofiets passagier.</p>
<p>Toos van de Hulsbeek tel: 0610865118 e-mail : vandehulsbeek@home.nl</p>	<p>Coördinator van de commissie en verzorging PR, zoals werving nieuwe vrijwilligers</p>
<p>Tonnie Derks tel: 06-28637838 e-mail: derks48@gmail.com</p>	<p>Inplannen van reserveringen (bij afwezigheid Henri Ebben) Technische ondersteuning</p>

Schakelnaaf hoofdbestuurder

Met de schakelnaaf kan de hoofdbestuurder de manier van meefietsen van de bijrijder instellen.

Er zijn drie standen:

1. De pedalen van de bijrijder bewegen mee met de pedalen van de hoofdbestuurder. De bijrijder moet meefietsen.

**2 . De pedalen van de bijrijder staan stil
de bijrijder kan niet meefietsen.**

Let op : Deze stand alleen gebruiken in combinatie met de voetplaat

**3. De pedalen van de bijrijder bewegen
onafhankelijk van de pedalen van de bestuurder,de bijrijder mag meefietsen in eigen tempo,maar kan ook freewheelen.**

**Stel de schakelnaaf vóór het fietsen in op de gewenste stand.
Wanneer er in een andere stand gefietst wil worden, eerst de fiets tot stilstand brengen!, en bij gebruik van de voetplaat van de passagier altijd de schakelnaaf in stand 2 zetten.!!!**

Schakelnaaf passagier:

Hiermee kan het trap tempo van de bijrijder worden ingesteld, stand 1 = snel meetrappen stand 8 langzaam meetrappen